



# DIM-ANALOG®

Digital Implant Model Analog –  
erhältlich für eine Vielzahl gängiger  
Implantatsysteme innerhalb der  
NT-IQ Implantat-Bibliothek.



Dateiplat: DIM-ANALOG\_230801\_DE\_V002 - Seite 1/1

## MERKMALE

- Implantatanalog für digitale Modellherstellung innerhalb der Modelbuilder CAD Anwendungen
- zweiteiliges reponierbares Implantatanalog
- exakt positionierbar
- Positionskorrektur möglich
- Design unterstützt die exakte Repositionierung abnehmbarer Gingivaanteile
- Hülse für die optionale Verwendung in konventionellen Gipsmodellen

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Herstellung von Implantatmodellen im digitalen Workflow.

## TECHNISCHE DETAILS

- Ti6Al4V ELI Grade 23
- Edelstahl

