


Bestückung OP-Tray alphatech®



alphatech
Implantate

FMZ

FMZ GmbH
Charles-Darwin-Ring 3a D-18059 Rostock

WICHTIG:

- Alle mehrfach verwendbaren Teile müssen vor Gebrauch am Patienten nach validierten Verfahren desinfiziert, gereinigt und sterilisiert werden (siehe „Kurzanleitung Pflege OP-Tray alphatech®“).
- Die Sterilisation unserer Trays darf ausschließlich im Autoklaven erfolgen. Bitte bei Temperatur und Sterilisationsdauer die Herstellerangaben beachten.
- Bitte beiliegende „Allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise für rotierende Instrumente“ beachten!

Legende/Artikel

Legende/Artikel	Art.-Nr.
OP-Tray (bestückt)	507287
1 Trayeinsatz	507296
2 Sterilcontainer	–
Bestückung:	
3 Rosenbohrer	€ 0297 183612
4 Corticalis-Bohrer	€ 0297 183613
5 2 mm-Bohrer	€ 0297 183627
6 2,8 mm-Bohrer	€ 0297 183628
7 Bohrerverlängerung	€ 188640
8 Trepan-Bohrer	€ 0297 183629
9 Bohrer-Handschlüssel	€ 258711
10 Entnahmegriffe (fester Bestandteil)	–
11 Tiefenstopp 2,0 S, 8–14 mm	€ 312588
12 Tiefenstopp 2,8 L, 8–14 mm	€ 312589
13 Parallelisierungshilfen	€ 183611
14 Messsonde	€ 183626
15 Augmentatschale	€ 188638
16 Für WS Universal-Schraubendreher klein, lang, 1,3	€ 183625
17 Für WS Universal-Schraubendreher klein, kurz, 1,3	€ 183624
18 Universal-Schraubendreher lang, 1,3	€ 258710
19 Universal-Schraubendreher klein, extra kurz, 1,3	€ 271925
20 Universal-Schraubendreher kurz, 1,3	€ 258709
21 Für WS Schlüssel groß, kurz, 2,5 GS	€ 466568
22 Für WS Schlüssel groß, lang, 2,5 GS	€ 466569
23 Handschlüssel kurz, 2,5 GS	€ 466564
24 Handschlüssel lang, 2,5 GS	€ 466565
25 Drehmomentratsche 10-70 Ncm	€ 507304
26 Für WS Schlüssel mittel, kurz, 2,2 GS	€ 466566
27 Für WS Schlüssel mittel, lang, 2,2 GS	€ 466567
28 Handschlüssel kurz, 2,2 GS	€ 466562
29 Handschlüssel lang, 2,2 GS	€ 466563
30 Universalbohrer 2, zwei Farbringe, 3,4	€ 0297 188673
31 Universalbohrer 2, zwei Farbringe, 3,8	€ 0297 188676
32 Universalbohrer 2, zwei Farbringe, 4,3	€ 0297 188679
33 Universalbohrer 2, zwei Farbringe, 5,0	€ 0297 188682
34 Universalbohrer 3, drei Farbringe, 3,4	€ 0297 228517
35 Universalbohrer 3, drei Farbringe, 3,8	€ 0297 228518
36 Universalbohrer 3, drei Farbringe, 4,3	€ 0297 228519
37 Universalbohrer 3, drei Farbringe, 5,0	€ 0297 228520
38 Finisher, 3,4	€ 0297 188674
39 Finisher, 3,8	€ 0297 188677
40 Finisher, 4,3	€ 0297 188680
41 Finisher, 5,0	€ 0297 188683
*1 Optional: Finisher, Angulationskonzept	
*2 Optional: Finisher, Universalbohrer 2 + 3, Ø 6,0 + 7,0	